

治験に係る医療機器の精度管理について

2025年11月現在

【放射線検査機器】

機器の種類	メーカー	モデル	管理方法	頻度
一般X線 1 (2階)	島津メディカル	RAD speed Pro	外部定期点検	1回/年、12ヶ月毎
			日常点検	毎日
一般X線 2 (2階)	島津メディカル	RAD speed Pro	外部定期点検	1回/年、12ヶ月毎
			日常点検	毎日
一般X線 3 (2階)	シーメンス	MULTIX TOP ACSS	外部定期点検	1回/年、12ヶ月毎
			日常点検	毎日
一般X線 4 (2階)	富士フィルムメディカル	Beneo-eX	外部定期点検	1回/年、12ヶ月毎
			日常点検	毎日
一般X線 5 (2階)	GEヘルスケア・ジャパン	Senographe Essential	外部定期点検	2回/年、6ヶ月毎
			日常点検	毎日
CT 1室 (B1階)	GEヘルスケア・ジャパン	Revolution MAXIA 72KW MID	外部定期点検	3回/年、4ヶ月毎
			日常点検	毎日
CT 2室 (B1階)	GEヘルスケア・ジャパン	Discovery 750HD	外部定期点検	3回/年、4ヶ月毎
			日常点検	毎日
MRI 1室 (B1階)	GEヘルスケア・ジャパン	Signa EXCITE HDe	外部定期点検	4回/年、3ヶ月毎
			日常点検	毎日
MRI 2室 (B1階)	GEヘルスケア・ジャパン	Signa EXCITE HDxt	外部定期点検	4回/年、3ヶ月毎
			日常点検	毎日
血管1撮影室 (2階)	Phillips	Allura clarity FD2020	外部定期点検	2回/年、6ヶ月毎
			日常点検	毎日
血管2撮影室 (2階)	GEヘルスケア・ジャパン	INONOVA3100	外部定期点検	2回/年、6ヶ月毎
			日常点検	毎日
血管3撮影室 (3階)	GEヘルスケア・ジャパン	INONOVA IGS520	外部定期点検	2回/年、6ヶ月毎
			日常点検	毎日